

FICHE TECHNIQUE

NOM : Table d'accouchement en acier chromé composé de 3 sections carrées ; dimension. Long x larg x Hauteur = 180x55x80 cm

REFERENCE : 02.2852.00

PROPRIETES

C'est une table d'accouchement dont la structure est en tube d'acier chromé. Elle est composée de trois sections réglables et indépendantes : un relève-buste, une assise et une jambière. La position est Trendelenburg. Le matelas est rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Elle est livrée avec : une épaulière rembourrées et des poignées de maintien.

CARACTERISTIQUES

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité	Conditionnement
02.2852.00	180 Cm	55 Cm	80 Cm	150 Kg	<u>Unitaire</u>