

FICHE TECHNIQUE

NOM : Table d'examen en acier chromé de section carré avec tête réglable dimension. LxlxH = 180x55x80 cm

REFERENCE : 02.358.10

PROPRIETES

C'est une table dont la structure est en acier inox de section carrée. La tête est réglable. Le matelas est rembourré avec un revêtement traité anti-feu lavable. Sa structure est démontable. Elle est dotée d'un support pour papier.

CARACTERISTIQUES

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité	Conditionnement
02.358.10	180 Cm	55 Cm	80 Cm	150 Kg	<u>Unitaire</u>