

## FICHE TECHNIQUE

**NOM** : **Table de MAYO ; en acier inoxydable. Hauteur Réglable, piètement mobile avec roulettes.**

**REFERENCE** : 02.481.00

### **PROPRIETES**

C'est une table de MAYO en acier inoxydable. La hauteur est réglable. Le piètement mobile est muni de roulettes. Ces roulettes ont un diamètre de 50 mm.

### **CARACTERISTIQUES**

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité maximale	Conditionnement
02.481.00	67,5 Cm	45 Cm	80/115 Cm	40 Kg	<b><u>Unitaire</u></b>