

## FICHE TECHNIQUE

**NOM :** **Chariot en acier inox 2 plateaux Dimensions : 600 x 400 x 810 mm avec 4 roues pivotantes**

**REFERENCE :** **02.6026**

### **PROPRIETES**

C'est un chariot entièrement réalisé en acier inox AISI 304 satiné. Il est particulièrement robuste et maniable. Ses plateaux amovibles ont un rebord. Ses autres accessoires sont disponibles sur demande.

### **CARACTERISTIQUES**

Référence	Dimensions	Plateaux	Diamètre des roues	Conditionnement
02.6026	L x l x h = 60 x 40 x 81 /Cm	2	80 mm	<b><u>Unitaire</u></b>