

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Lampe d'examen médical sur roulette ; éclairage LED sans ombre, précision optimale avec bras ajustable**

REFERENCE : **02.738.00**

PROPRIETES

C'est une lampe d'examen médical sur roulette. Elle a un éclairage LED sans ombre. La lampe a une précision optimale et est munie d'un bras ajustable. L'absence d'émission d'UV ou d'infrarouge rend la lampe idéale pour l'éclairage des parties sensibles à la chaleur. Le piètement est en acier inox démontable et est muni de 5 roulettes de Ø50 mm.

CARACTERISTIQUES

Modèle	Lampe d'examen
Intensité lumineuse	4600lux @ 50cm
Température de la couleur	6000°K
Tension (volt)	12V
Angle	30°
Puissance (watt)	3 x 3W

Référence	Conditionnement
02.738.00	Unitaire