

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Chariot de pansement 90 x 60 x 80(H) cm**

REFERENCE : **02.868.01**

PROPRIETES

C'est un guéridon de soin dont la structure est en acier inox 18/10. Il est composé de deux plateaux à bords relevés et d'un Poignée. Il est monté sur des roulettes de diamètre 80 mm. Sa structure est démontable.

CARATERISTIQUE

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Conditionnement
02.868.01	90 Cm	60 Cm	80 Cm	<u>Unitaire</u>