
FICHE TECHNIQUE

NOM : **Kit protéine sérique 100 semi-microtests CELLOGEL**

REFERENCE : **08C30-R**

PROPRIETES

C'est un kit composé de quatre (4) semi-micro ou de 8 micro-tests pour chaque bande Cellogel. Ils ont une taille de **5,7x14 cm**.

Le contenu du coffret est constitué de : 25 barrettes de Cellogel, une solution tampon Tris-Hippurate, une solution de Ponceau S, décantation sous forme de poudre, une solution de clearing, un papier buvard et un film Mylar.

Conditionnement	Kit unitaire
------------------------	---------------------