
FICHE TECHNIQUE

NOM : **Kit d'hémoglobine 100 semi-microtests CELLOGEL**

REFERENCE : **08C35**

PROPRIETES

C'est un Kit d'hémoglobine composé de quatre (4) tests semi-micro pour chaque bande Cellogel de 5,7x14 cm.

Le contenu du coffret est constitué : 25 barrettes Cellogel, un tampon Tris-Glycine sous forme de poudre, une solution de coloration Ponceau S, une décoloration sous forme de poudre, une solution de clarification, un papier buvard et un film Mylar.

Conditionnement	Kit unitaire
------------------------	---------------------