

---

## FICHE TECHNIQUE

---

**NOM :** Générateur d'électrophorèse

**REFERENCE :** 10A08-B

### **PROPRIETES**

C'est un générateur muni de 4 canaux. Sa minuterie est comprise entre 1 à 5999 minutes. Sa tension est réglable et se trouve dans l'intervalle 5-400 V. le générateur délivre un courant réglable et compris entre 5 à 500 mA.

L'entrée du courant on a : 210-250 VCA, 50/60 Hz, 75W et 100-125 VCA, 50/60 Hz, 75W.

Conditionnement	Unitaire
-----------------	----------