

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Ecouvillon stérile en alginate boîte/100**

REFERENCE : **158C**

PROPRIETES

C'est un écouvillon sec classique.

Application

- Recueil des prélèvements bactériologiques

Avantages

- Conservation du prélèvement jusqu'à 5h avant mise en culture
- L'embout Viscose/Rayonne est indiqué pour la culture des microorganismes
- L'embout Polyester/Dacron® (fibre synthétique) est recommandé pour la Biologie Moléculaire

CARACTERISTIQUES

Référence	Type	Matière (embout)	Emballage	Conditionnement
158C	Standard	Plastique	Protéines végétales	<u>Boîte/100</u>