

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Méthanol pour analyse 2,5 litres**

REFERENCE : 414816

CARACTERISTIQUES

Référence	414816
Cas-N	67-56-1
Description	Liquide transparent
Formule brute	CH ₃ OH
Volume	2.5 l
Densité à 20 ° C	0.791 ÷ 0.793
Indice de réfraction à 20 ° C	1.3280 ÷ 1.3296
Point d'ébullition	64 - 65 °C
Eau (K.F.)	<=300 ppm
Résidu sur l'évaporation	<=10 ppm
Conditionnement	<u>Flacon en verre ; Unitaire</u>
Application	RPE - Pour analyse - ACS - Reag. Ph.Eur.-Reag. USP