

FICHE TECHNIQUE

NOM : **n-Heptane 99%**

REFERENCE : **446781**

CARACTERISTIQUES

Référence	446781
Cas-N	142-82-5
Description	Liquide transparent
Formule brute	CH ₃ (CH ₂) ₅ CH ₃
Volume	5 l
Densité à 20° C	0.681 ÷ 0.687
Indice de réfraction à 20 ° C	1.3836 ÷ 1.3916
Point d'ébullition	97.4 ÷ 99.4 ° C
Conditionnement	<u>Bidon aluminium ; Unitaire</u>