

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Hexane pour analyse flacon de 25 Litres**

REFERENCE : **446893**

CARACTERISTIQUES

Référence	446893
Cas-N	110-54-3
Description	Liquide transparent
Formule brute	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃
Volume	25 l
Résidu non volatil	<= 10 mg/Kg
Indice de réfraction à 20 ° C	1.375 - 1.383
Teneur en eau (K.F.)	<= 100 mg/Kg
Conditionnement	<u>Tonnelet ; Unitaire</u>
Application	RPE - Pour analyse