

FICHE TECHNIQUE

NOM : Poupinel entièrement en inox à réglage électronique avec ventilation forcée volume 120 litres

REFERENCE : A3-218-670

Les structures intérieure et extérieure de ce four ont été entièrement conçues en acier inoxydable. Cela confère une grande résistance. Un joint de caoutchouc silicone assure l'étanchéité de la chambre de stérilisation. La porte et les parois sont isolées par de la laine de verre haute densité. L'appareil est doté d'une fermeture à clé, d'un temporisateur de 0 à 250 minutes, d'un thermostat de sécurité et d'une température réglable de 0 à 200°C.

Le refroidissement rapide de l'appareil est favorisé par la circulation de l'air dans les tunnels d'aération (réglables). Le stérilisateur bénéficie d'un procédé électronique de contrôle de la stérilisation. Possibilité d'utilisation : en continu ou minuterie. La distribution de la chaleur est optimale. En cas de coupure d'électricité, l'appareil redémarre automatiquement et le cycle reprend au début.

CARACTERISTIQUES

Reference	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Capacité	Conditionnement
A3-218-670	855x560x585 h mm	670x430x420 h mm	120 litres	<u>Unitaire</u>