

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Chariot brancard bâti métallique, revêtement chromé, avec plan de couchage amovible ; avec matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu.**

REFERENCE : **C120051**

PROPRIETES

C'est un chariot brancard métallique avec un revêtement chromé. Le matelas est fixe et est en tissu vinyle lavable et traité anti-feu. Le chariot est doté de quatre roues de diamètre 100 mm, dont deux avec frein indépendant. Il est fourni avec une tige porte-sérum et des barrières latérales. Structure démontable

CARACTERISTIQUES

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité	Conditionnement
C120051	180 cm	55 cm	80 cm	150 kg	Unitaire