

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Table à Lancer (consultation pédiatrique)**

REFERENCE : **C150100**

PROPRIETES

C'est une table en tube d'acier avec un revêtement époxy. Le plan de couchage est revêtu de vinyle lavable. Elle est munie d'une étagère. Sa structure est démontable.

CARACTERISTIQUES

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité	Conditionnement
C150100	177 Cm	66 Cm	90 Cm	50 Kg	<u>Unitaire</u>

UNIVERS BIO-MEDICAL