

## FICHE TECHNIQUE

**NOM :** **Portoir pour présentation de 20 lames en carton**

**REFERENCE :** **C20L**

### PROPRIETES

C'est un portoir dont les emplacements sont numérotés. Il existe des encoches sur chaque côté pour faciliter la sortie de la lame

- Le carton pour **20 lames** comporte deux rabats qui se rejoignent au centre

### CARACTERISTIQUES

Référence	Dimension H x l x Ep (mm)	Nombre de lames	Conditionnement
C20L	340 x 206 x 7	20	<b><u>Unitaire</u></b>