

## FICHE TECHNIQUE

**NOM :** **Compteur électronique à 8 touches**

**REFERENCE :** **DBC-8E**

Le groupe de Schilling de Leucocytes : Basophiles. Eosinophiles. Seg. Lymphocytes. Monocytes. Myelo. Juven Poignarder. Nous avons 8 unités de laboratoire avec totalisateur. Pour simplifier les numérations cellulaires sanguines différentielles ; Les 8 clés représentent les groupes Schilling normaux des leucocytes. Les clés ci-dessus sont le nom et l'image d'une cellule particulière. Chaque course enregistre à la fois dans l'unité correspondant à sa touche enfoncée et dans la fenêtre. Quand un total de 100 cellules est compté, une cloche sonne. DBC-8E dispose du pourcentage de chaque type de cellule à lire dans la fenêtre au-dessus de chaque touche. Comptez et affichez manuellement de 0 à 999. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tourner la poignée, il effacera les chiffres.

### CARACTERISTIQUES

**Leucocytes :** 8 unités

**Alarme à 100 Buzzer**

**Totalisateur :** Oui

**% Afficher :** Oui

**Microprocesseur de contrôle**

**Poids net :** 2,0 kg

**Affichage :** LED 0-999

**Fonctions Effacer, Verrouiller, Diminuer, et Pourcentage :** OUI

Référence	Conditionnement
DBC-8E	Unitaire