

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Aspirateur manuel pour urgence, manipulable par une seule main dimension 12,5 x 6 x 16(H) cm**

REFERENCE : **F-151**

PROPRIETES

C'est un aspirateur de sécrétions fonctionnel, sûr, portable, puissant et économique. Il fonctionne par pompe à main sans nécessité de source électrique. Son petit format permet de l'inclure dans tout sac d'urgence ou ambulance. Il est livré avec un poigné pistolet réutilisable, un bocal à sécrétions à usage unique 300 ml (réf. F-151.01), une tubulure flexible à usage unique (adulte et pédiatrique, réf. F-151.02).

CARACTERISTIQUES

Référence	Poids	Débit	Vide maximum	Conditionnement
F-151	192 g	≥20 l/min	0,25 bar	<u>Unitaire</u>