

## FICHE TECHNIQUE

**NOM :** Aspirateur manuel à pédale haut flux 320 x 230 x 280(H) mm

**REFERENCE :** F-175

### PROPRIETES

C'est un aspirateur de mucosité manuel. Il fonctionne manuellement grâce à une pédale ne nécessitant pas de source électrique. Il a une base en métal ; cela apporte ainsi la solidité et la stabilité. Son ergonomie en fait un appareil polyvalent. Il est muni d'une pompe à vide instantané, d'une valve unidirectionnelle de sécurité et d'un vacuomètre de Ø 63mm de contrôle. Facilement maniable il peut être opéré par une seule personne. Il est fourni avec un bocal autoclavable de 1 litre, un jeu de tubulure silicone et un filtre hydrophobe/antibactérien certifié.

### CARACTERISTIQUES

Reference	Poids	Débit	Vide maximum	Conditionnement
F-175	4Kg	≥70 l/min	0,90 bar	<u>Unitaire</u>