

## FICHE TECHNIQUE

**NOM :** **Cryo-marqueur ROUGE indélébile PK/10**

**REFERENCE :** **FEUTRE 13**

### **PROPRIETES**

C'est un Cryo-marqueur ayant une pointe ultra fine de 0,5 mm de diamètre. Il est utilisé pour le marquage de surfaces en verre et plastique. Aussi l'encre permanente ne fait pas de trace, résiste à l'eau et à la plupart des produits chimiques, Enfin il n'a pas n'a pas d'odeur

### **CARACTERISTIQUES**

Référence	Code couleur	Conditionnement
FEUTRE 13	ROUGE	<u>Unitaire</u>