

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Papier filtre qualitatif plissé diam.190 mm pqt/100**

REFERENCE : **FPLIS19**

PROPRIETES

C'est un filtre de base plissé lisse.

Application

- Filtration standard en milieu hospitalier et médical, laboratoire de recherche, enseignement, enseignement supérieur, industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, industrie traitement des eaux, industrie alimentaire

Avantages

- Les papiers filtres sont composés de cellulose à 100%
- Application générale

CARACTERISTIQUES

Référence	Porosité	Vitesse de filtration	Diamètre	Épaisseur	Conditionnement
FPLIS19	10-20 μ m	50 secondes	190 mm	0,15 mm	<u>Boite de 100</u>