

FICHE TECHNIQUE

NOM : **pH-mètre portable, modèle pH7, avec électrode**

REFERENCE : **PHMT-007-001**

PROPRIETES

Cet appareil est un testeur de pH portable avec compensation automatique ou manuelle de température.

La gamme de pH est de 0,00 à 14,00 et ± 1000 mV (redox).

Le système est muni d'un connecteur standard BNC pour électrode de pH ou redox. Un auto calibrage est faisable en 3 points (pH 4,01, 7,00 et 10,01). L'appareil est livré avec une mallette de transport, une housse en caoutchouc, une solutions tampons, une électrode d'usage général avec câble BNC fixe et enfin une sonde CAT.

CARACTERISTIQUES

Reference	Type	Conditionnement
PHMT-007-001	pH-mètre pH7 avec électrode	<u>Unitaire</u>