

## FICHE TECHNIQUE

**NOM** : **Thermomètre médical électronique**

**REFERENCE** : **25559**

### **PROPRIETES**

C'est un thermomètre médical électronique programmé à donner en 30 secondes la température corporelle. La température est disponible en °C ou °F, pour un résultat précis et rapide. Sûr et d'usage facile avec son écran large et clair. La mémoire de ce thermomètre donne la dernière mesure prise. La fonction sonnerie et extinction est automatique. Le thermomètre est rangé dans un étui en plastique.

### **CARACTERISTIQUES**

<b>Référence</b>	<b>Précision</b>	<b>Plage d'affichage</b>	<b>Conditionnement</b>
25559	± 0,1 °C (± 0,2 °F)	32,0 °C - 42,9 °C	<b><u>Unitaire</u></b>