

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Ophthalmoscope ampoule halogène**

REFERENCE : **31476**

PROPRIETES

C'est une lampe halogène de 2,5 V à durée de vie pratiquement illimitée pour obtenir la vraie couleur de la peau. Cette lampe est dotée de 24 lentilles à code couleurs de -25 à +40 dpt pour une excellente résolution (vert pour + et rouge pour -). On retrouve aussi un appuie-front en caoutchouc pour éviter tout risque d'éraflure des verres. La lampe possède des disques lumineux de sélection de lentille pour faciliter le diagnostic

CARACTERISTIQUES

Référence	Conditionnement
31476	<u>Unitaire</u>