

**NOM** : **Tensiomètre automatique au poignet GIMA**

**REFERENCE** : **32918**

C'est un tensiomètre compact aux caractéristiques innovantes. Il est facilement utilisable et présente plusieurs caractéristiques :

- technologie Smart Inflation : détermine automatiquement la pression de gonflage
- indicateur de pression selon l'OMS
- détection de la fréquence cardiaque irrégulière
- moyenne des 3 derniers examens
- 2x60 mémoires, date et heure
- affichage séparé de : pression systolique, diastolique et fréquence cardiaque

## **CARACTERISTIQUES**

**Méthode de mesure** : oscillométrique, mesure et gonflage automatiques

**Pression sanguine** : 0-295 mmHg  $\pm 3$  mmHg

**Fréquence cardiaque** : 40~180 bpm  $\pm 5\%$  de lecture

**Plage de mesure** : 30-280 mmHg

**Alimentation** : 2 piles AAA 1,5 V

**Dimensions** : 84 x 64 x 28 mm

**Poids** : 110 g (sans piles)

**Brassard au poignet (pour circonférences)** : de 14 à 19,5 cm

Référence	Conditionnement
32918	<b><u>Unitaire</u></b>