

CARACTERISTIQUES

NOM : Tensiomètre automatique au bras GIMA brassard standard 22-30 cm

REFERENCE : 32921

C'est un tensiomètre compact avec gonflage contrôlé. Il est facilement utilisable et présente plusieurs caractéristiques :

- technologie Smart Inflation : détermine automatiquement la pression de gonflage
- indicateur de pression selon l'OMS
- détection de la fréquence cardiaque irrégulière
- moyenne des 3 derniers examens
- 2x60 mémoires, date et heure
- affichage séparé de : pression systolique, diastolique et fréquence cardiaque

Méthode de mesure : oscillométrique, gonflage et mesure automatiques

Plage de mesure : pression sanguine : 0-300 mmHg ± 3 mmHg

Fréquence cardiaque : 40~180 bpm $\pm 5\%$ de lecture

Systolique : 60-260 mmHg

Diastolique : 40-199 mmHg

Alimentation : 4 piles AA 1,5 V

Dimensions : 138x98x48 mm

Poids : 211 g (sans piles)

Brassard au bras (circonférence) : 22-30 cm, 30-42 cm ou 42-48 cm

Référence	Conditionnement
32921	<u>Unitaire</u>