

FICHE TECHNIQUE

NOM : **Masque à oxygène en silicone autoclavable**
N°0 pour nouveau-né

REFERENCE : **34220**

PROPRIETES

Ce sont des masques à oxygène en silicone n° 0 - bébé/petit. Il a été fabriqué en silicone et polycarbonate. Il est complètement transparent pour une visibilité optimale. Il peut être associé à n'importe quel insufflateur ou respirateur. Il est autoclavable jusqu'à 40 fois

CARACTERISTIQUES

Référence	Conditionnement
34220	<u>Unitaire</u>