

FICHE TECHNIQUE

NOM: **Agitateur vortex à vitesse variable**

REFERENCE: **VM-300**

Propriétés : Diverses commandes de vitesse au maximum de 3150rpm, fournies votexing doux ou vigoureux pour vos besoins de mélange. tête de mélange interchangeable, c'est-à-dire encliqueter sur la tête de tasse en caoutchouc de 26 mm de diamètre pour un mélange conventionnel à un seul tube, ou un tampon de plate-forme de 3 "de diamètre pour plusieurs tubes et un mélange de flacons.

- Fonctionnement en mode 2 "TOUCH" pour un fonctionnement intermittent, ou "SWITCH" activé à la bascule d'un commutateur pour un mélange continu.

- L'intensité d'agitation peut être contrôlée en mode "TOUCH" en appliquant la pression sur le pad de mélange.

Conception conviviale capable de soutenir pour empêcher le glissement de forme de mélangeur et rampant dû à la vibration

CARACTERISTIQUES

Modèle	VM-300
Dimension	130 x 165 x 180mm
Diamètre excentrique	5.6mm
Mode	Tactile / commutateur
Vitesse (tube unique)	3150 rpm
Vitesse (tampon de 3)	1800 rpm
Accessoire standard	Tête de tube unique
Accessoire optionnel	Tête multitube de 3 "
Poids net	5.0 kg
Conditionnement	Unitaire