

FICHE TECHNIQUE

NOM : **SD Bioline HCG en cassette boîte/ 25 tests**

REFERENCE : **30FK20**

PROPRIETES

Le test SD BIOLINE hCG est un test immuno- chromatographique conçu pour la détection qualitative de l'hCG dans l'urine. Le résultat est obtenu en 5mn.

La limite de détection est de : **25mIU/ml**

Conserver entre 2- 30°C

CARACTERISTIQUES

Référence	Produit	Type	Echantillon	Conditionnement
30FK20	HCG (U/S)	Cassette	Urine, Sérum	<u>Boîte de 25 tests</u>

UNIVERS BIO-MEDICAL