

UNIVERS BIO-MEDICAL

SA

Présente

 : **25-48-36-16/17**  **info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf**
 : **www.unibio.bf**  : **Univers Bio-Medical**


UB - MEDICAL



 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf
 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Tubes Fluorés

4 ml /Pet B/100



Ces tubes sont indiqués dans les prélèvements sanguins de dosage du glucose (glycémie). Ils contiennent un anticoagulant (fluorure de sodium) et un agent stabilisateur (oxalate de potassium) qui préservent la glycémie pendant le transport et le stockage

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Tubes EDTA K3

4 ml / Pet **B/100**

UNIVERS BIO-MEDICAL
SA



Ces tubes sont indiqués dans les prélèvements sanguins des examens hématologiques dont la Numération globulaire. L'Ethylène Diamine Tetra Acétique (EDTA) K3 qu'ils contiennent empêche la coagulation du sang et préserve l'intégrité des cellules sanguines.

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Tubes secs avec activateur

4 mL en PET **B/100**

UNIVERS BIO-MEDICAL

SA



Ces tubes sont indiqués dans les prélèvements sanguins des examens biochimiques. Ils contiennent un activateur de coagulation qui accélère la formation du caillot sanguin, permettant une analyse rapide et précise.

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Tubes Héparinés

4 ml / Pet **B/100**

UNIVERS BIO-MEDICAL
SA

Ces tubes sont indiqués dans les prélèvements sanguins de dosage des électrolytes (Ionogramme) et des enzymes. Le lithium héparine qu'ils contiennent empêche la coagulation du sang en inhibant la thrombine.




 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf
 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Tubes Citratés

UNIVERS BIO-MEDICAL
SA

4 ml / Verre **B/100**



Ces tubes sont indiqués dans les prélèvements sanguins des tests d'hémostase. Le citrate de sodium qu'ils contiennent agit comme un anticoagulant en liant le calcium, ce qui permet une analyse précise des facteurs de coagulation.

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf
 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Tubes VS

1,6 ml / Verre **B/100**

UNIVERS BIO-MEDICAL
SA



Les tubes VS (vitesse de sédimentation globulaire) sont indiqués pour mesurer la vitesse à laquelle les globules rouges se déposent au fond du tube. Ils contiennent du citrate de sodium comme anticoagulant.

 : 25-48-36-16/17  : info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf
 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Aiguilles de prélèvement sanguin

de type stylo 22G **B/100**

UNIVERS BIO-MEDICAL
SA



Les aiguilles de prélèvement sanguin de type stylo sont indiquées pour une utilisation simple et sécurisée. Disponibles en deux tailles (21G et 22G), elles sont idéales pour les prélèvements sanguins standards. Ces aiguilles sont stériles, non toxiques et non pyrogènes, garantissant une sécurité maximale pour les patients et les professionnels de santé.


 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Aiguilles de prélèvement sanguin

de type stylo (21G) **B/100**

UNIVERS BIO-MEDICAL
SA




Les aiguilles de prélèvement sanguin de type stylo sont indiquées pour une utilisation simple et sécurisée. Disponibles en deux tailles (21G et 22G), elles sont idéales pour les prélèvements sanguins standards. Ces aiguilles sont stériles, non toxiques et non pyrogènes, garantissant une sécurité maximale pour les patients et les professionnels de santé.

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Aiguilles à ailettes 23G

B/100



UNIVERS BIO-MEDICAL
SA


Les aiguilles à ailettes sont indiquées pour les prélèvements sanguins chez les patients difficiles, tels que les enfants ou les personnes ayant des veines fragiles. Leur design ergonomique et leur tube transparent permettent un contrôle précis du flux sanguin.

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

Aiguilles à ailettes 24G

B/100



UNIVERS BIO-MEDICAL
SA

Les aiguilles à ailettes sont indiquées pour les prélèvements sanguins chez les patients difficiles, tels que les enfants ou les personnes ayant des veines fragiles. Leur design ergonomique et leur tube transparent permettent un contrôle précis du flux sanguin.

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical

DISPONIBLE

à

UNIVERS BIO-MEDICAL

SA

 : 25-48-36-16/17  info@unibio.bf, secretariat@unibio.bf

 : www.unibio.bf  : Univers Bio-Medical